

ANEXO CONVOCATORIA

39/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<u>Monitor de presión arterial no invasiva para animales de compañía</u> Método oscilo métrico con algoritmo de PA específico animal Monitorización continua, tolerante al movimiento. Medición de PAM, PAS, PAD Y frecuencia cardíaca Medición rápida y silenciosa Portátil Batería recargable de litio y cable de alimentación (fuente de CA). Memoria para 960 registros Bluetooth para transferencia de datos a software Pantalla táctil Manguitos de presión arterial para uso veterinario de diferentes tamaños.	
2	<u>Analizador de electrolitos</u> Industria argentina. Analizador de electrolitos sodio, cloro, potasio y calcio. Para uso en medicina veterinaria, semiautomático. Salida USB. Memoria para resultados. impresora térmica. Batería interna. Para muestras de sangre, suero, plasma, orina y otras sustancias biológicas. Electrodos ISE, digitales, sin mantenimiento.	
3	<u>Ecografo veterinario DOPPLER color</u> CW doppler continuo para detección de altas velocidades con transductor microconvexo 4.5 - 8 Mhz y transductor LINEAL TENDONES 5.3 - 10 MHz. Modo triple para un diagnóstico eficiente, CPA y DPD doppler para una buena sensibilidad de color, Super guía de biopsia. Aplicaciones: Medidas: OB Equinos – GA (GSD) Bovina – GA (BL, HL, SL,) Porcina GA (HL) Ovejas – GA (USD) Gatos -GA, EDD (HD, BD) Perros GA, EDD (GSD, CRL, HD BD), Modos de visualización: B, B / B, 4B, M, B / M, CFM, PW, CW	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	i-Image TM THI (imágenes armónicas de tejidos) SRA (algoritmo de reducción de ruido) Cine Loop: 256 imágenes Zoom: 4 pasos Doble conector de sonda 3 puertos USB Puerto VGA Puerto LAN Batería incluida: más de 2 horas de uso.	
4	<u>Analizador de gases en sangre</u> Los parámetros de medición incluyen pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Hct, Glu, Lac, Crea, y Cl⁻. Portátil e inalámbrico. Tarjetas de prueba con biosensores (100 ud, incorporadas al equipo). Tipo de muestra: sangre arterial, venosa o capilar.	
5	<u>Vaporizador Isofluorano</u> Vaporizador termobarocompensado. Usado, en perfecto estado de funcionamiento, apto para trabajos en bajo flujo. Calibrado al gas de preferencia con acople para barral Cagemont o flotante. Con certificado de calibración con validez por un año mínimo.	